

3M Quick Swab

Tórula para Muestreo

Cat. 6432; 6433

Ficha Técnica



Descripción

3M Quick Swab consiste en una tórula de rayón que utiliza caldo Letheen para facilitar la recuperación de bacterias durante el muestreo. Se ha descubierto que el caldo Letheen tiene la propiedad de neutralizar iodo, cloro, halógenos, amonio cuaternario, sanitizantes ácidos y otros sanitizantes residuales que permanecen en las superficies pre o post procesos de sanitización. Gracias a la capacidad de neutralizar los residuos, la utilización de esta tórula incrementa la exactitud de los recuentos obtenidos en muestreos ambientales.

Esta tórula está diseñada para ser utilizada en conjunto con cualquier placa Petrifilm o método de control microbiológico.

Aplicaciones

El Quick Swab es usado para control ambiental:

- Toma de muestras de superficies de proceso, manipuladores, etc.

Instrucciones de Uso

- Quebrar la parte superior del Quick Swab.
- Dejar descender la totalidad del caldo.
- Abrir y tomar la muestra con la tórula, deslizando la punta sobre la superficie, en un ángulo de 30°
- Introducir nuevamente en el caldo.
- Agitar, y luego vaciar cuidadosamente sobre la placa Petrifilm.

Características / Beneficios

El Quick Swab cuenta con una serie de características que aportan diferentes beneficios:

- Es de material plástico, lo que facilita el transporte y evita su ruptura.
- La punta de la tórula es de rayón, material que no inhibe el crecimiento bacteriano. (Materiales como el algodón ó alginato de calcio, favorecen la inhibición del crecimiento bacteriano).
- Usa caldo Letheen como diluyente, que facilita la recuperación de bacterias y neutraliza sanitizantes
- Quick Swab viene con 1ml exacto de caldo. No requiere preparar el medio y está listo para inocular la muestra sobre las placas Petrifilm u otro método de análisis.
- Aumenta la eficiencia y productividad en la toma de muestras.

Presentación

El 3M Quick Swab viene en presentaciones de 50 y 250 unidades.

Código Corto	Descripción Producto	Unid/caja
6432	3M Quick Swab	50 Unidades
6433	3M Quick Swab	250 Unidades